

# TABOURET MATE PATIN

enea




De Estudi Manel Molina



## Structures

- Structure en tube rond de Ø14x2 mm en acier laminé à froid
- Soudure semi-automatique au robot avec apport de fil en acier sous gaz
- Dossier bas ou haut
- Polypropylène ignifuge conforme à la norme M2 en option.
- Empilement au sol : 4 unités.

## Dimensions



## Dimensions




Le Tabouret Mate Patin, disponible avec dossier bas ou haut, possède une structure en acier chromé ou laqué dans nos couleurs, et dispose d'un large choix de finitions : coque en polypropylène avec pad d'assise du même matériau ou tapissé, ou entièrement tapissée. Ce modèle est disponible en deux hauteurs : tabouret bas pour les environnements résidentiels et corporatifs, tabouret haut dans les cafétérias, les bars et les restaurants. De plus, il existe également une version de tabouret empilable avec dossier bas.

[Cliquez ici pour voir toutes les finitions de Tabouret Mate Patin](#)

---

## Accessoires



Patins en  
feutre